



Stół endoskopowy Wesseling PRAXIS 2 ELITE (PRAX2EMWH) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- W standardzie występuje dwuczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego oraz posiada koła z układem hamulcowym,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 198 cm,
 - Szerokość: 64 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 48 do 98 cm
 - Regulacja zagłówka: 0° do 85°,
 - Regulowane sekcje: 1,
 - Udźwig : 225 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Antypoślizgowe nakładki,
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
 - Adaptery do ramion / stopy / podnóżków,
 - Podłokietnik,
 - Zestaw podnóżków,
 - Strzemiona (zestaw),
 - Podpórki do stóp,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesięcne,



