



Stół endoskopowy Wesseling ECO-LINE 2 (ECO2HWW) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Dzięki podwójnym zawiasom i szerokiej dolnej ramie ten stół jest bardzo stabilny,
- Pod ramą stołu jest dużo miejsca co ułatwia współpracę z podnośnikiem pacjenta,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Stół jest dostępny tylko z kółkami i hamulcem,
- W standardzie występuje dwuczęściowe leże wykonane ze sklejki z otworem na twarz,

• Parametry techniczne:

- Długość: 196 cm,
- Szerokość: 64 cm,
- Regulacja wysokości: od 46 do 96 cm,
- Udźwig 175 kg,
- Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg
- Czas trwania regulacji wysokości: 26 sek.
- Regulowane sekcje: 1,
- Regulacja zagłówka: -30° do 85°,
- Układ hamulcowy centralny,
- Kółka 75 Ø w mm,

• Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):

- Uchwyt na papier,
- Grubsza tapicerka 70 mm zamiast 50 mm,
- Bariery boczne,
- Duża poduszka na kark,
- Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
- Specjalna szerokość blatu 70cm,
- Specjalna szerokość blatu 80cm,

- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

- Gwarancja 24-miesięcna,

