



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa operacyjna LED EMALED 560 M (Mobilna) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji niemieckiej,
- Lampa mobilna,
- Mobilna lampa EMALED 560 może być używana w gabinetach zabiegowych oraz salach operacyjnych,
- Dzięki mocy lampy możliwe jest wykonywanie zabiegów chirurgicznych wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne,
- **Zalety i funkcje lampy mobilnej EMALED 560 M:**
 - 4-stopniowe ustawianie ostrości za pomocą panelu sterowania,
 - 10-stopniowa regulacja jasności,
 - Tryb endoskopii,
 - Zmiana temperatury barwowej: 3500 - 5000 K (5 kroków) (opcjonalnie),
 - Wskaźnik laserowy (opcjonalnie),
 - Kamera Full HD (opcjonalnie),
 - Wysoka mobilność,
 - Wysoka jakość światła dzięki naturalnemu oddaniu barw,
 - Idealne oświetlenie obszaru operacyjnego,
 - Bezpieczny montaż wraz z łatwością manewrowania czaszą jak i ramieniem umożliwia komfortową pracę,
 - Długa żywotność diod elektroluminescencyjnych,
 - Ledwo zauważalne nagrzewanie się głowicy lampy,
 - Niskie koszty eksploatacji,
 - Minimalne zużycie energii,
 - Brak ruchomych części w głowicy lampy,
 - Niskie wymagania konserwacyjne,
 - Aluminiowa obudowa malowana proszkowo,
 - W zestawie dwa uchwyty do sterylizacji w autoklawie (dodatkowe można zamówić w dowolnym momencie),
- **Dane techniczne:**
 - Średnica czaszy 65cm,
 - Maksymalne natężenie światła (z odległości 1m) 160 000 lx,
 - Temperatura barwowa 4 500 K,
 - Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra,
 - Moc głowicy lampy 60VA,
 - Natężenie światła regulowane w zakresie od 10% do 100%,
 - Napięcie wejściowe 100 - 240 V,
 - Zmienna ogniskowa,
 - 70 diod Led,
 - Waga głowicy lampy 9.5 kg,
 - Waga kompletnego systemu 47 kg
 - Moc głowicy lampy 60 VA,
 - Trwałość diod Led 50 000 h,
 - Dystans operacyjny 70 - 140 cm,
 - Częstotliwość 50 - 60 Hz,
 - Średnica pola świetlnego 18,5 - 35 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

