



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybierański
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Rejestrator medyczny MEDICAPTURE Pro MVR409 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji amerykańskiej,
- **Cechy i zalety rejestratora Medi Capture MVR Pro:**
 - MVR Pro to przyjazny dla użytkownika system nagrywania i archiwizacji danych medycznych dla sal operacyjnych i ośrodków chirurgicznych. Wyposażony jest w zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej 5,7 cala oraz funkcję Smart Workflow, co ułatwia sterowanie i usprawnia zarządzanie danymi,
 - W każdej chwili możliwa jest opcjonalna aktualizacja do nagrywania w rozdzielczości 4K, a także dostępny jest standard DICOM umożliwiający bezproblemową łączność z systemami informatycznymi szpitala,
 - Oprogramowanie i aplikacje:
 - Inteligentny zarządzanie - Do bezpiecznego przechwytywania, zarządzania, raportowania i archiwizowania danych. Wydajny i intuicyjny interfejs użytkownika, w tym Menedżer urządzeń i Bezpieczeństwo urządzeń, ułatwiający codzienne czynności na sali operacyjnej
 - Menedżer urządzeń – umożliwia rejestrowanie, edytowanie, przeglądanie i przeglądanie plików pacjentów, dodawanie adnotacji, tworzenie raportów, drukowanie, udostępnianie w sieci i archiwizowanie badań,
 - Bezpieczeństwo urządzeń – zarządzanie użytkownikami, zabezpieczanie danych pacjentów, pełna ochrona przed wirusami, automatyczna naprawa wideo i ścieżka audytu,
 - Nagrywanie 4K - Ulepsz swoje wrażenia z nagrywania filmów medycznych dzięki ulepszeniu do 4K, które może aktywować **(za dopłatą)**. Nasz kodek HEVC jest bardzo wydajny i zmniejsza ilość zajmowanego miejsca bez wpływu na jakość wideo,
 - DICOM Made EasyTM - zaktualizuj do standardu DICOM Made EasyTM za pomocą klucza aktywacyjnego od naszego zespołu wsparcia. Oferuje on łatwą konfigurację i bezproblemową łączność, umożliwiając wysokiej jakości obrazy i filmy (również w rozdzielczości 4K). Jest stworzony, aby sprostać potrzebom nowoczesnych szpitali, dzięki takim funkcjom jak automatyczny eksport, jednoczesny transfer na dwa serwery oraz licznym i zaawansowanym ustawieniom, które umożliwiają nagrywanie w systemie PACS i/lub sieci,
 - Transmisja strumieniowa w Internecie - w przypadku konsultacji i szkoleń na odległość personel medyczny i chirurdzy mogą wykorzystywać transmisję internetową w celu usprawnienia współpracy i komunikacji między członkami zespołu, co zwiększenia efektywności i poprawia opiekę nad pacjentami:
 - Wbudowany streaming we wszystkich systemach MVR* Wideo i dźwięk
 - Autoryzowane strumieniowanie sieciowe
 - Dostępne za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej (stacjonarnej lub mobilnej)
- **Zawartość zestawu:**
 - Rejestrator MVR Pro,
 - Pamięć flash USB,
 - Kabel HDMI,
 - Antena Wi-Fi / BT,
 - Przejściówka HDMI na DVI,
 - Przejściówka do kabla pilota dzielonego,
 - Przewód zasilający,
 - Pilot na podczerwień,
 - Gumowe nóżki (4),
 - Podręcznik użytkownika (angielski),
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Klucz aktywacyjny DICOM dla DICOM Worklist/DICOM Store,
 - Klucz aktywacyjny 4K do nagrywania 2160p30,
- **Dane techniczne:**
 - Rodzaj urządzenia: Medyczny rejestrator wideo HD. Nagrywa wideo w wysokiej rozdzielczości i obrazy statyczne z medycznych źródeł wideo na: USB, pamięć wewnętrzną, pamięć sieciową. Eksportuje wideo i obrazy do PACS w formacie DICOM,
 - Obudowa / Przyciski: Stal nierdzewna, odporna na płyny,
 - Interfejs użytkownika: Nakładka na wewnętrzny monitor dotykowy lub monitor zewnętrzny,
 - Wejścia wideo:
 - 2 x HDMI, DVI (z adapterem),
 - 4K-SDI z MVC Pro SDI na HDMI (opcjonalnie),
 - Wyjścia wideo: 1x HDMI, DVI (z adapterem),
 - Rozdzielczości wejścia wideo:
 - 4K tylko na wejściu: 3840x2160p30/25,
 - Oba wejścia (1+2): 1920x1200p60
 - 1080p60/50/30/25,
 - 1080i60/50,
 - 1280x1024p60/50,
 - 720p60/50,
 - Rozdzielczości nagrywania wideo:
 - 3840x2160,
 - 1920x1200,
 - 1920x1080,
 - 1280x1024,
 - 1280x720,
 - *W przypadku nagrywania 3840x2160 należy aktywować „nagrywanie 4K” (opcja),
 - Szybkość nagrywania wideo: MP4/coding H.264 do 32 Mbit/s (1920x1080 p60, niższe rozdzielczości mają niższe bitrate), MP4/coding HEVC (H.265) zmniejsza bitrate o 50%,
 - Format zdjęć: JPG,PNG,
 - Nagrywanie dźwięku: Mikrofon Bluetooth, mikrofon stereofoniczny (4-biegunowy), mikrofon USB / dźwięk wbudowany w wideo,
 - Pamięć wewnętrzna: 128 GB. Rozszerzenie na życzenie (za dopłatą),
 - Dysk zewnętrzny: Pamięć flash USB, dysk twardy USB (FAT32, NTFS, exFAT),
 - Obsługa USB: USB 3.0, super speed:
 - 1 złącze przednie,
 - 2 złącza tylne,
 - Pamięć sieciowa: Serwer zewnętrzny, 1000/100/10Mbit/s,
 - Przełącznik nożny/wyzwalacz: Gniazdo mini jack 3,5 mm. Kompatybilny ze standardowymi przełącznikami nożnymi (brak w zestawie) i wyzwalaczami kamer z zamkniętym kontaktem, Przełącznik nożny Bluetooth.
 - Zdalne sterowanie: Pilot na podczerwień (w zestawie),
 - Gabaryty (ekran dotykowy zamknięty):
 - Rozmiar: 173x153x50mm/ 6,7x6,0x2,0”,
 - Waga: 1,2 kg,
 - Środowisko pracy:
 - Przechowywanie: -40 ° do + 85 ° C,
 - Praca: -20° do +40° C,
 - Zasilanie:
 - AC 100-240V 50/60Hz 0,4-0,2A,
 - 3-stykowe gniazdo AC,
 - Certyfikaty:
 - MDR 2017/745,
 - CE 93/42/EWG
 - EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 (Wydanie 3.1),
 - EN 60601-1-2:2015 (wydanie 4),
 - EN 60601-1-6:2010+A1:2015,
 - EN 50581:2012,
 - RED 2014/53/EU,
 - FCC część 15,
 - US-FDA i MDR 2017/745,
 - WEEE / RoHS3 / ISO 13485: 2016
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

