



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta CRITICARE COMFORTCUFF 506N3 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator 6 V 7,2 Ah (**brak w zestawie**) - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 60 VA,
- **Criticare ComfortCuff** jest lekkim, kompaktowym i mobilnym monitorem pacjenta idealnym do pomiarów punktowych lub ciągłej obserwacji funkcji życiowych,
- **Cechy produktu:**
 - Technologia ComfortCuff polegająca na pomiarze ciśnienia podczas pompowania mankietu pozwala na uzyskanie dokładniejszego wyniku w krótszym czasie,
 - Wyświetlacze:
 - Tekstowy LCD o przekątnej 3,5",
 - Cyfrowe LED: dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi, średniego ciśnienia krwi, saturacji oraz pulsu,
 - 10 - diodowy ledowy pasek tętna stanowi graficzne wyrażenie pracy serca,
 - Czytelny i łatwy w obsłudze foliowany panel sterowania,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
 - **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, IT, PT, ES, DA, NL,**
 - Możliwość dostosowania alarmów dźwiękowych i wizualnych do własnych potrzeb,
 - 10 poziomów natężenia alarmu dźwiękowego,
 - Opcja wyciszenia alarmu na 2 minuty lub na stałe,
 - Kontrolki informujące o wyczerpaniu baterii oraz zasilaniu przewodowym,
 - Możliwość zapisu w pamięci urządzenia 24 h pomiarów,
 - Wygodny uchwyt do przenoszenia monitora,
- **Specyfikacja:**
 - NIBP:
 - Zakres pomiaru:
 - Dorośli: 30 - 300 mmHg,
 - Dzieci: 30 - 150 mmHg,
 - Noworodki: 20 - 150 mmHg,
 - Cykl pomiarowy: < 40 s,
 - Dokładność pomiaru: $\pm 2\%$,
 - Pomiar automatyczny: 1 - 60 min, 2 - 4 h, STAT (5 minut ciągłego pomiaru),
 - SpO₂:
 - Zakres pomiaru pulsu: 20 - 300 uderzeń na minutę,
 - Aktualizacja pulsu: co 1 s,
 - Dokładność pomiaru saturacji dla wartości 70 - 99%: $\pm 2\%$,
- **Wyposażony w następujące moduły i okablowanie:**
 - SPO₂ - Czujnik klipsowy,
 - NIBP - Mankiet w rozmiarze 25 - 35 cm firmy Unimed z przewodem powietrznym firmy Spacelabs,
 - 9 - pinowe męskie złącze portu szeregowego COM,
- **Monitor pacjenta umieszczony na mobilnym wózku:**
 - Stalowa podstawa pod monitor z bezpiecznym mocowaniem na śrubę,
 - Gumowany uchwyt do przemieszczania,
 - Pięcioramienna podstawa na kółkach o $\varnothing 8$ cm, w tym dwa z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Monitora: 19 x 23 x 17 cm,
 - Monitora na statywie: $\varnothing 62$ x 134 cm,
- Waga: 7,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

