



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny TEYCO MED FRANCY NEW (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- **Cechy i zalety fotela:**
 - Elegancko i komfortowo zaprojektowany fotel z szeroką gamą kolorów do indywidualnej konfiguracji.
 - Profesjonalny fotel stosowany w ginekologii i urologii,
 - Cicha i płynna regulacja funkcji krzesła.
 - Fotel wyposażony w 4 silniki elektryczne niskonapięciowe (24V-DC),
 - Rama wykonana z wysokogatunkowej stali, malowana proszkowo na kolor jasnoszary z właściwościami antybakteryjnymi,
 - Wyposażony w cztery kółka z hamulcem,
 - Elementy leża pokryte są tapicerką o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych; Materiał jest ognioodporny, dezynfekcyjny i wysoce odporny na ścieranie,
 - Minimalna wysokość umożliwia wygodny dostęp do fotela bez użycia schodka; tutaj są uwzględnieni pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci z protezą biodra,
 - Zarządzanie ruchami elektrycznymi jest zorganizowane zarówno za pomocą pilota ręcznego oraz pilota nożnego. Obydwa korzystają z technologii bezprzewodowej.
- **Standardowe wyposażenie:**
 - Miska ze stali nierdzewnej do zbierania cieczy: wyposażona w wspornik z ramieniem przegubowym,
 - Kilka bocznych uchwytów na akcesoria na siedzeniu,
 - Pilot z funkcją pamięci pozycji (umożliwia zapamiętanie 4 pozycji):
 - 2 pozycje są już ustawione na stałe: pozycja CPR i pozycja wyjściowa badania ginekologicznego,
 - 2 pozycje można dowolnie ustawić przez lekarza (stopa)zarządza nimi przełącznik z technologią bezprzewodową. Zarządzanie ruchami elektrycznymi jest zorganizowane za pomocą przełącznika nożnego z bezprzewodową technologią,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Para wyściełanych podkolanników wykonanych z pianki poliuretanowej. Regulowane i wyposażone w przegubowe podparcie z mechanizmem blokującym (12500005/A),
 - Odpinany podnóżek do badania ultrasonograficznego (12900011),
 - Uchwyt rolki papieru (12900017),
 - Regulowany zagłówek (12500007),
 - Podręczna taca na narzędzia (12900018),
 - Akumulator (12500009),
 - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami (12000012),
 - Kolposkopowe wsparcie zintegrowane z siedziskiem (60000001),
- **Dane techniczne:**
 - Napięcie zasilające: 230V / 50Hz,
 - Napięcie zasilania silnika: 24 V DC - IP54,
 - Regulacja elementów fotela:
 - Regulacja wysokości: elektryczna,
 - Regulacja oparcia: elektryczna,
 - Trendelenburg / Anty Trendelenburg: elektrycznie,
 - Zarządzanie sterowaniem elektrycznym: Zarządzanie elektrycznymi elementami sterującymi odbywa się za pomocą panelu sterowania i pedałów z technologią bezprzewodową,
 - Maksymalny udźwóg: 230 kg,
 - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP54,
 - Waga fotela: 135 kg,
 - Minimalna wysokość siedziska (od ziemi): 510 mm,
 - Maksymalna wysokość siedziska (od ziemi): 960 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

