



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Stół operacyjny MAQUET ALPHASTAR PLUS (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz akumulatorowe poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory: 12V / 14Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Maquet Alphastar Plus** to stół operacyjny stworzony w ścisłej współpracy z fizjoterapeutami, chirurgami oraz personelem pielęgniarstwowym. Upraszcza codzienną pracę na sali operacyjnej, wspomaga bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Można go łatwo modyfikować w zależności od potrzeb dowolnej dyscypliny chirurgicznej w zaledwie kilku szybkich krokach,
- 5 - segmentowy,
- **Nowa tapicerka Memory Visco z atestem medycznym, w kolorze czarnym,**
- Błat uniwersalny,
- Elektrycznie sterowany poprzez napęd hydrauliczny,
- **Regulowany w wielu płaszczyznach za pomocą pilota bezprzewodowego lub poprzez panel na kolumnie:**
 - ON/OFF,
 - LOCK/UNLOCK - blokada i odblokowanie stołu,
 - NORMAL/REV - ukierunkowanie pacjenta na stole operacyjnym,
 - TREND/REV - zmiana kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie $\pm 30^\circ$,
 - UP/DOWN - wysokość powierzchni operacyjnej od 68.5 do 107 cm (do góry/w dół)
 - TILT L/TILT R - przechył boczny w zakresie 18° ,
 - BACK UP/BACK DN - regulacja położenia segment pleców,
 - LEG UP/LEG DN - przestawienie segmentu nóg: do góry/w dół,
 - FLEX/REFLEX - zgięcie blatu w pół w obie strony: pozycja dachowa / pozycja V (Beach chair),
 - LEVEL - zerowanie: powrót do pozycji horyzontalnej leża,
- **Manualnie regulowany:**
 - Zagłówek,
 - Dwusegmentowy dzielony segment nożny - zdejmowalny, z manualnym odwodzeniem na boki,
- Obudowa podstawy wykonana z wytrzymałego tworzywa,
- Stół posiada przezierność X - RAY,
- Wyposażony w szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Stół przystosowany do ramienia C,
- Mobilny, na podwójnych kółkach,
- **W zestawie:**
 - Pilot bezprzewodowy,
 - Ładowarka do pilota,
 - Przewód zasilający,
- **Możliwość doposażenia stołu za dodatkową opłatą w pozostałe akcesoria z naszej oferty, przykłady widoczne na ostatnich zdjęciach,**
 - Wymiary leża: 52 x 232 x 6 cm,
 - Wymiary ogólne: 59 x 234 x 76/114 cm,
 - Maksymalny udźwig: 450 kg,
 - Waga: 336 kg,
 - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE STOŁU

