



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw klipsowych elektrod pediatricznych FIAB do aparatu EKG (Produkt nowy)

- Nowy,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej, (2016 r.),
- **Elektrody Fiab** znajdują zastosowanie w badaniach EKG u dzieci,
- Czujniki elektrod wykonane z chlorku srebra, który pozwala na czystą transmisję sygnału,
- Elektrody posiadają złącze dla wtyczek typu „banan” oraz napa,
- **W zestawie:**
 - 4 szt. elektrod klipsowych kończynowych pediatricznych,
 - Instrukcja obsługi w językach: EN, DE, IT, FR, ES, PT, RU,
- Wymiary: 9 x 2 x 5 cm,
- Waga: 0,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

