



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podgrzewacz do okładów ENRAF NONIUS 674.521 Typ 680 (Powystawowy (demo))

- Nowy powystawowy,
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1800 W,
- **Enraf Nonius** jest pojemnym i bezpiecznym podgrzewaczem do okładów,
- Częściowo wykonany z plastyfikowanej stali nierdzewnej,
- Wbudowany termostat precyzyjnie utrzymuje temperaturę na wskazanym poziomie,
- Posiada zabezpieczenie w postaci automatycznego wyłączenia w przypadku odparowania wody,
- Płynna regulacja temperatury za pomocą pokrętki w zakresie 60 - 100° C,
- Krótki czas nagrzewania,
- Łatwość napełniania wodą oraz opróżniania,
- Możliwość ukrycia przewodu pod podgrzewaczem dzięki specjalnym uchwyтом,
- Panel sterowania w języku angielskim,
- **Wyposażony w:**
 - 2 wygodne uchwyty do przemieszczania,
 - 6 nóżek stabilizujących urządzenie,
 - Perforowaną wkładkę do podgrzewania,
 - Pokrywę,
 - Kontrolkę sygnalizującą nagrzewanie urządzenia,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność podgrzewacza: 29 L,
 - Zalecane temperatury:
 - Dla stosowania z Hotpacks: 60° C - 80° C,
 - Dla stosowania ze Steampack: 80° C - 90° C,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w językach DE, EN, NL (PDF),
- Wymiary:
 - Podgrzewacza: Ø 47 x 49 cm,
 - Komory na okłady: Ø 36 x 30 cm,
- Waga: 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

