



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Sinusoskop ZHEJIANG TIANSONG MEDICAL INSTRUMENT B0310 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.C.R.,
- **Sinusoskop Tiansong** jest endoskopem sztywnym nosowym służącym do badania i operacji zatok przeznaczonym do gabinetów i klinik laryngologicznych,
- Średnica zewnętrzna: \varnothing 2,7 mm,
- Długość robocza: 175 mm,
- Kąt obserwacji: 0 $^{\circ}$,
- Możliwość sterylizacji w autoklawie w warunkach 2 bar - 5 min - 134 $^{\circ}$ C,
- Optyka kompatybilna ze standardami Storz oraz Wolf,
- Dostęp do złącza Wolf po odkręceniu końcówki typu Storz,
- Wymiary: \varnothing 3 x 23,5 x 5,5 cm,
- Waga: 0,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

