



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Urządzenie kombi ZIMMER SONOMAT II, SINUS, VACO (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Kombi Zimmer** jest zestawem urządzeń przeznaczonych do zabiegów fizykoterapeutycznych,
- **Na zestaw kombi składają się:**
 - Urządzenie do terapii ultradźwiękami **ZIMMER Model SONOMAT II:**
 - Moc: 60 W,
 - Terapia polega na oddziaływaniu fali ultradźwiękowej na głębiej położone struktury w celu uzyskania efektów terapeutycznych, np. przeciwbólowego,
 - Możliwość regulacji natężenia oraz częstotliwości,
 - Elektrostymulator **ZIMMER Model SINUS:**
 - Moc: 45 VA,
 - Elektrostymulacja wykorzystuje prąd niskiej i średniej częstotliwości do zmniejszania bólu, redukcji obrzęków, rozluźnienia mięśni oraz poprawy przewodnictwa,
 - Urządzenie do terapii podciśnieniowej **ZIMMER Model VACO:**
 - Moc: 80 VA,
 - Posiada wbudowany manometr,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: niemieckim,
- Całość umieszczona na mobilnym wózku na 4 podwójnych kółkach,
- **W zestawie:**
 - Elektrody do terapii podciśnieniem firmy ERBE o Ø 6 cm - 4 szt,
 - Przewód do podłączenia elektrod podciśnieniowych,
 - Przewód do podłączenia elektrostymulatora,
 - Głowica ultradźwiękowa ZIMMER o częstotliwości 795 kHz i powierzchni 5 cm²,
 - Przewód do połączenia dwóch urządzeń,
- Wymiary ogólne: 61 x 47 x 89 cm,
- Waga: 41 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

