



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stanowisko do wentylacji noworodka Drager Babylog VN500 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Babylog VN500** jest kompletnym, zintegrowanym systemem do wentylacji noworodków i dzieci,
- **Na system składają się:**
 - **Monitor DRAGER Model C500**
 - Dotykowy, kolorowy,
 - Przekątna ekranu: 17",
 - **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
 - RS-232 - 3 szt,
 - USB 2.0 - 6 szt,
 - LAN - 2 szt,
 - DISPLAY PORT,
 - **Jednostka wentylacyjna DRAGER Model BABYLOG VN500,**
 - **Nawilżacz oddechowy FISHER&PAYKEL Model MR850:**
 - Służy do ocieplania i nawilżania gazów podawanych pacjentom wymagającym mechanicznej wentylacji,
 - Tryby pracy do wyboru: inwazyjny oraz nieinwazyjny,
 - Wbudowany system alarmowy,
- **Zalety systemu:**
 - Oferuje tryb wentylacji wymuszonej i tryby wentylacji do wspomagania oddychania spontanicznego oraz monitorowania dróg oddechowych,
 - Konfigurowalny interfejs i narzędzia monitorowania,
 - Funkcje stacji roboczej: łatwy eksport danych oraz konfiguracja i podłączanie dodatkowych urządzeń, np. rzutnika,
 - Narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji klinicznych, w tym Smart Pulmonary View zapewniający graficzne przedstawienie podatności i oporności, łącznie ze spontanicznym oddychaniem,
 - Zaawansowane wspomaganie oddechowe, np. HFOV z dodatkową opcją westchnień oraz funkcją gwarantowanej objętości, zintegrowana wentylacja nieinwazyjna oraz wysokoprzepływowa tlenoterapia,
 - Technologię adaptacji i kompensacji przecieku Drager zapewniającą utrzymanie czułego wyzwalania oraz objętości docelowych,
 - Tryb PC - MMV, który może być stosowany do odzwyczajania od respiratora, ponieważ dopasowuje się do rzeczywistych potrzeb pacjenta,
- **Tryby wentylacji:**
 - Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo: PC - CMV, PC - AC, PC - SIMV, PC - PSV, PC - MMV, PC - HFO, PC - APRV,
 - Wspomaganie oddechu spontanicznego: SPN - CPAP / PS, SPN - CPAP / VS, SPN - PPS, SPN - CPAP,
- **Specyfikacja:**
 - Częstotliwość wentylacji (RR): 0,5 - 150 oddechów/min,
 - Czas wdechu (Ti): 0,1 - 3 s,
 - Maksymalny czas wdechu dla oddechów sterowanych przepływem (Ti max): 0,1 - 1,5 s dla noworodków i 0,1 - 4 s dla dzieci,
 - Objętość oddechu (VT): 2 - 100 mL dla noworodków i 20 - 300 mL dla dzieci,
 - Stężenie O₂ (FiO₂): 21 - 100 % objętości,
 - Limit ciśnienia wdechowego (Pmax): 2 - 100 hPa,
 - Maksymalny przepływ wdechowy: 120 L/min,
 - Przepływ podstawowy: 6 L/min dla noworodków, 3 L/min dla dzieci,
 - Oprogramowanie: S02.42,
- Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, ES, IT, FI, DA, SV, HU, EL, ZH, HR, BG, SR, RU, SL, TR, NL, PT, JA,
- **Przepracowana ogólna ilość godzin w 13878 h, a respiratora 228 h,**
- **Wyświetlacz jednostki wentylacyjnej posiada martwe punkty,**
- Całość osadzona na wózku:
 - Posiada 4 - ramiennej podstawie na kółkach, wszystkie z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Komora nawilżacza FISHER&PAYKEL Model MR290,
 - Wężę zasilające w gazy,
 - Ramię przegubowe DRAGER,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary:
 - Monitora: 41,5 x 30 x 14 cm,
 - Jednostki wentylacyjnej: 43 x 38 x 32 cm,
 - Ogólne: 142 x 67 x 56 cm,
- Maksymalne obciążenie wózka: 133 kg,
- Waga: 64 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

