



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Strzykawka do badań angiograficznych MEDRAD MARK V PRO VIS PPD (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Medrad Mark V Pro Vis** jest strzykawką do podawania kontrastu do badań angiograficznych,
- Została zaprojektowana tak, aby była łatwa w obsłudze, poczynając od czytelności wyświetlacza i elementów sterujących aż po ergonomię i funkcjonalność iniektora oraz panelu sterowania,
- Zaprogramowany mikroprocesor pomaga chronić przed nadmiernym wzrostem wartości objętości, przepływu oraz ciśnienia,
- Stale aktualizowana objętość strzykawki,
- Strzykawka osadzona na dwuczęściowym ramieniu pozwalającym na regulację jej wysokości w zakresie 131 - 159 cm,
- Możliwość obrotu panelu sterowania o 180°,
- Wyposażona w ogranicznik mechaniczny, który jest automatycznie ustawiany i blokowany w celu fizycznego ograniczenia iniekcji do wybranej objętości,
- Ustawiona pozycja jest weryfikowana przez diody LED umieszczone na głowicy wtryskiwacza,
- Możliwość zaprogramowania do czterech wartości przepływu,
- Łatwa integracja z dowolnym systemem obrazowania,
- Panel sterowania podzielony na sekcje dla sprawnego programowania strzykawki,
- Duże, bezpieczne uchwyty i zwrotne kółka ułatwiają manewrowanie urządzeniem,
- Jasny i czytelny panel sterowania jest łatwy w utrzymaniu w czystości dzięki foliowaniu,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość ładowania: 5 - 10 mL/s,
 - Prędkość przepływu:
 - Dla strzykawki 60 mL:
 - 0,3 - 10 mL/s lub mL/min lub mL/h, krok 0,1 mL,
 - 10 - 20 mL/s, krok 1 mL,
 - 10 - 59 mL/min lub mL/h, krok 1 mL,
 - Dla strzykawk 150 i 200 mL:
 - 0,3 - 10 mL/s lub mL/min lub mL/h, krok 0,1 mL,
 - 10 - 50 mL/s, krok 1 mL,
 - 10 - 59 mL/min lub mL/h, krok 1 mL,
 - Objętość: od 0,5 mL dla strzykawki 60 mL lub od 1 mL dla strzykawk 150 i 200 mL do maksymalnej objętości wybranej strzykawki, krok 0,1 mL,
 - Maksymalny programowalny limit ciśnienia: 7584 kPa dla jednostki mL/s,
 - Opóźnienie skanowania: 0 - 99,9 s, krok 0,1 s,
 - Czas wstrzyknięcia: 0 - 650 s,
 - Czas narastania/opadania natężenia przepływu: 0 - 9,9 s, krok 0,1 s,
 - Podgrzewanie strzykawki: 37° C,
 - Obsługiwane strzykawki: 60, 150, 200 mL,
- Mobilna, na podstawie na kółkach o Ø 12 cm, wszystkie z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Płaszczki ciśnieniowe MEDRAD dla strzykawki 60 mL - 2 szt,
 - Instrukcja obsługi w języku hiszpańskim (PDF),
- Wymiary ogólne: 74 x 71 x 131/159 cm,
- Waga: 97,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

