



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Certyfikowany Test/Testy RAPIDAN tester - Domowy test na COVID-19 Ag (1 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- RAPIDAN TESTER COVID-19 Ag to test domowy z certyfikatem CE do użytku osobistego,
- Próbkę jest pobierana z przedniej części nosa, dzięki czemu jest bezbolesny i przyjemny w wykonaniu,
- **Zalety testu:**
 - Korzystna cena,
 - Certyfikat CE1434 - 1 sztuka testu w opakowaniu,
 - Jedna z najlepszych wartości LOD na rynku testowym (LOD 21,8 TCID₅₀/ml),
- **Wyniki kliniczne:**
 - Analiza współczynnika koincydencji testu COVID-19 Ag Home oraz test RT-PCR w próbkach z nosa:
 - Czułość: 92,77% (* 95% CI: 89,34% - 95,36%),
 - Specyficzność: 99,61% (95% CI: 98,85% - 99,92%),
 - Dokładność: 97,59% (95% CI: 96,49% - 98,42%),
 - Analiza częstości koincydencji testu COVID-19 Ag Home w nosie Próbkę i test RT-PCR z próbek nosogardzieli:
 - Czułość: 92,65% (95% CI: 88,87% - 95,45%),
 - Specyficzność: 99,38% (95% CI: 97,79% - 99,93%),
 - Dokładność: 96,31% (95% CI: 94,47% - 97,68%),
 - Ogólna analiza współczynnika koincydencji Testy domowe na COVID-19 Ag:
 - Wrażliwość: 92,71 % (95% CI: 90,31% - 94,68%),
 - Specyficzność: 99,54% (95% CI: 98,93% - 99,85%),
 - Dokładność: 97,14% (95% CI: 96,22% - 97,88%),
- **W skład opakowania wchodzi:**
 - 1 x Kasetka testowa,
 - 1 Sterylny wacik,
 - 1 probówka z odczynnikiem ekstrakcyjnym,
 - 1 x instrukcja użytkowania,



RAPIDAN TESTER COVID-19 Ag HOMETEST

