



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat RTG SHIMADZU RADSPEED MF (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Shimadzu Radspeed MF** jest wydajnym systemem radiografii ogólnej przeznaczonym do montażu na podłodze,
- **Na aparat składają się:**
 - Stół RTG typu Bucky Model **BK - 120MK**,
 - Kolumna do lampy Model **FH - 20HR**,
 - Lampa RTG Typu MF z kolimatorem,
 - Statyw płucny typu Bucky Model **BR - 120**,
 - Generator Model **UD150L - 40E**,
 - System cyfrowy DR (konsola operatorska),
 - Monitor LCD wysokiej rozdzielczości 2 MP i przekątnej 24",
- **Ilość wykonanych skanów: ok. 1000**,
- Kompaktowy, zajmuje niewiele miejsca zapewniając większą przestrzeń roboczą i elastyczne rozmieszczenie,
- Precyzyjnie wyregulowany mechanizm równoważący pozwala na łatwe i szybkie pozycjonowanie do badania,
- Wyposażony w nowoczesny generator z inwerterem wysokiej częstotliwości, który pozwala na otrzymywanie ostrych zdjęć rentgenowskich o wysokim współczynniku kontrastu,
- Kolumna podłogowa wysuwana daleko poza stół umożliwia wykonywanie badań pacjentów na łóżku i wózku inwalidzkim,
- Stół RTG typu Bucky z pływającym w 4 kierunkach blatem i możliwością dostosowania wysokości ułatwia przygotowanie do badania,
- Możliwość ustawienia stołu na minimalnej wysokości wynoszącej 53,5 cm, co ułatwia zarówno starszym jak i młodszym pacjentom wejść i zejść z blatu,
- Wyposażony w miękkie, membranowe klawisze,
- Możliwość przysyłania wybranego obrazu oraz danych ekspozycji i dawki w systemie DICOM do konsoli diagnostycznej oraz kamery cyfrowej,
- Dane obrazowe przesyłane z rozdzielczością 12 bit,
- Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku,
- Cyfrowa obróbka obrazu,
- **Specyfikacja:**
 - Stołu:
 - Zakres wysokości: 53,5 - 85 cm,
 - Przesuw wzdłużny blatu: 110 cm,
 - Przesuw poprzeczny blatu: 25 cm,
 - Rozmiar kasety: od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm,
 - Odstęp między stołem a kasetą: 7,4 cm,
 - Kolumny:
 - Przesuw wzdłużny: 255 cm,
 - Przesuw poprzeczny: 25 cm,
 - Przesuw pionowy: 155 cm,
 - Obrót kolumny wokół osi poziomej: $\pm 90^\circ$,
 - Obrót kolumny wokół osi pionowej: $\pm 180^\circ$,
 - Generators Model **UD150L - 40E**:
 - Napięcie lampy: 40 - 150 kV,
 - Czas ekspozycji: 0,001 - 10 s,
 - Programy anatomiczne (APR): 245,
 - Systemu cyfrowego:
 - Czas transferu i rekonstrukcji obrazu: 3 s,
 - Pamięć obrazów: 3000 obrazów w pełnej matrycy,
 - Obracanie obrazu co 90° ,
- W zestawie okablowanie,
- Maksymalny udźwig blatu: 200 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

