



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-laparoskop OLYMPUS HD ENDOEYE WA50024B (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **Olympus Endoeye** jest video - laparoskopem z sekcją giętą,
- Możliwość współpracy z jednorazowym wielonarzędziowym portem dostępu QuadPort, który może pomieścić do czterech instrumentów,
- Wyposażony w sekcję giętą, dzięki której można uniknąć interferencji z innymi instrumentami wprowadzonymi do portu,
- Sekcja gięta jest wyprofilowana w liniach prostych dzięki zintegrowaniu kabla światłowodowego, co zapewnia dużą przestrzeń roboczą,
- Trwała i ergonomiczna, autoklawowalna konstrukcja,
- Możliwość kontrolowania instrumentu jedną ręką dzięki trzem programowalnym przyciskom zdalnego sterowania,
- Wbudowanie CCD w dystalny koniec powoduje nagrzewanie się końcówki video - laparoskopu, co zapobiega zamgleniu zapewniając wyraźne pole widzenia.
- Instrument zapewnia głębię ostrości i zaawansowany autofokus,
- **Parametry techniczne:**
 - System optyczny:
 - Kąt widzenia: 30°,
 - Głębina ostrości: 15 - 100 mm,
 - System PAL,
 - Sonda endoskopowa:
 - Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej: 5,4 mm,
 - Długość robocza: 318 mm,
 - Maksymalny kąt zginania końcówki: 70°,
 - Długość całkowita: 296 cm,
- Kompatybilny z systemami: EVIS EXERA II CV - 180, CLV - S40/180, OTV - S7V, VISERA PRO.
- **Urządzenie posiada defekt w postaci zniekształcenia przy końcówce video - laparoskopu nie wpływający na komfort użytkowania,**
- Waga: 1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



