



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Certyfikowany Test/Testy antygenowy NINGBO SALIVA SARS-CoV-2 (20 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Posiada zatwierdzony znak CE,
- Zestaw do szybkiego testu antygenu SARS-CoV-2,
- Produkt przeznaczony do jakościowego wykrywania obecności antygenów SARS-CoV-2 w próbce śliny,
- Prosty w użyciu,
- Nie wymaga wymazu z gardła ani z nosa,
- Do wykonania testu nie jest potrzebny płyn buforowy,
- W skład opakowania wchodzi kasetka testowa,
- Szybki, wynik w 15 minut,
- Stabilny, z dużą dokładnością,
- Temperatura przechowywania: 2 - 30°C,
- Czulość: 89,2 %
- Swistość: 100 %,

