



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator AED CU MEDICAL SYSTEM MEPAD CU - SP1 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Koreańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wymienny akumulator 12 V 4,2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Me Pad CU-SP1** jest półautomatycznym defibrylatorem stworzonym specjalnie do użytku przez osoby nie będące lekarzami lub ratownikami medycznymi,
- Dzięki bezpiecznemu użytkowaniu, kompaktowym rozmiarom oraz lekkości nadaje się do użytku w miejscach publicznych,
- Urządzenie prowadzi osobę udzielającą pomocy przez proces resuscytacji za pomocą wyraźnych i zrozumiałych komend głosowych oraz wskaźników - LED oraz graficznych,
- Wyposażony w dwa rozmiary elektrod, dzięki czemu można go stosować zarówno u dorosłych, jak i dzieci,
- Możliwość włączenia trybu pediatrycznego bez konieczności zmiany elektrod przyspiesza udzielenie pomocy,
- Defibrylator prowadzi wewnętrzny monitoring jakości elektrod,
- Posiada wbudowane autotesty,
- Funkcja automatycznego dostosowania głośności alarmów do otoczenia,
- **Komendy głosowe w języku: PL, EN, DE,**
- Urządzenie zapisuje wszystkie istotne dane z ostatnich 5 reanimacji,
- Bateria zapewnia działanie przez 5 lat lub wykonanie 200 wstrząsów,
- Możliwość bezpiecznego transportu dzięki dedykowanej torbie (**torby brak w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **Specyfikacja:**
 - Energia wyjściowa przy 50 Ω :
 - Pacjenci dorośli: 150 J,
 - Pacjenci pediatryczni: 50 J,
 - Czas ładowania wstrząsu: ≤ 8 s,
- **W zestawie:**
 - Zestaw elektrod dla dorosłych,
 - Zestaw elektrod pediatrycznych,
 - Instrukcja obsługi w języku niemieckim,
- Wymiary: 26 x 25,5 x 7 cm,
- Waga: 2,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

