



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny BTL 1500 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji czeskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **BTL 1500** służy do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze granatowym (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- **Możliwość elektromechanicznej regulacji za pomocą pilota przewodowego:**
 - Wysokości siedziska w zakresie 82 - 102 cm,
 - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 10 - 55°,
- **Fotel posiada:**
 - Dwa silniki pracujące cicho i płynnie,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Wysuwana w zakresie 12 cm metalową misę na nieczystości o wymiarach 50,5 x 13,5 x 15 cm,
 - Uchwyty pacjenta,
 - Strzemiona,
 - Podnóżek o wymiarach 50 x 29,5 x 19 cm przymocowany do fotela za pomocą zawiasów,
- **W zestawie:**
 - Akcesoria mocowane na szynie:
 - Uchwyty pacjenta - 2 szt,
 - Strzemiona - 2 szt,
 - Pilot przewodowy,
- Maksymalny udźwig: 180 kg,
- **Wymiary:**
 - Segmentu pleców: 90 x 40 x 6 cm,
 - Siedziska: 60 x 40 x 6 cm,
 - Ogólne: 124 x 99 x 150/170 cm,
- Waga: 76 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

