



Cieplarka laboratoryjna MEMMERT TV25U (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 W,
- **Memmert TV25U** to pojemna i łatwa w obsłudze cieplarka laboratoryjna,
- Wbudowany termometr o zakresie 0 - 300° C,
- Płynna regulacja temperatury za pomocą pokrętki w zakresie: 30 - 300° C,
- Posiada półki z możliwością regulacji wysokości ich położenia,
- Wyposażona w dwie kontrolki informujące o uruchomieniu urządzenia oraz pracy grzałki,
- W zestawie 2 półki o wymiarach 35,5 x 16,5 cm,
- **Cieplarka nosi ślady użytkowania,**
- Wymiary:
 - Komory: 36 x 18 x 19 cm,
 - Ogólne: 47,5 x 35 x 48 cm,
- Waga: 15,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

