



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna ERBE VIO 200 D z modułem APC2 na wózku (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 500 W / 920 VA,
- **Erbe Vio 200D** jest diatermią chirurgiczną znajdującą zastosowanie w gastroenterologii, endoskopii i pulmonologii,
- **Funkcje i zalety systemu:**
 - Modułowa budowa,
 - Kolorowy, czytelny wyświetlacz,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, RU, CS,
 - Możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia w zależności od potrzeb operatora,
 - Regulacja napięcia dla delikatnego, powtarzalnego cięcia i koagulacji,
 - Sterowanie łukiem elektrycznym do cięcia lub koagulacji o wysokiej energii oraz do cięcia pod wodą,
 - Sterowanie mocą do utrzymania stałego poziomu mocy podczas koagulacji i dewitalizacji,
 - Posiada szafkę na butlę z argonem, szynę do montażu dodatkowego osprzętu oraz 2 kosze na akcesoria,
- **Diatermia posiada następujące tryby pracy:**
 - AUTO CUT,
 - BIPOLAR CUT,
 - ARGON AUTO CUT,
 - SOFT COAG,
 - SWIFT COAG,
 - FORCED COAG,
 - BIPOLAR SOFT COAG,
 - BIPOLAR FORCED COAG,
 - FORCED APC,
 - PRECISE APC,
 - PULSED APC,
 - ARGON SOFT COAG,
 - ARGON SWIFT COAG,
 - ARGON FORCED COAG,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalna moc cięcia: 200 W przy 500 Ω,
 - Maksymalna moc koagulacji: 120 W przy 500 Ω,
 - Maksymalna moc bipolarna: 120 W przy 75 Ω,
 - Częstotliwość HF: 350 kHz,
 - System bezpieczeństwa: NESSY,
- Mobilna, na kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA - dwa przyciski, trzonek 4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód bipolarny, szczypce BOWA (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą**),
 - Reduktor do argonu ERBE z manometrem i wężem gazowym z szybkozłączem,
 - Butla z argonem,
 - Załącznik nożny,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 63 x 60 x 118 cm,
- Waga: 60,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

