



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) MEDIMA S1 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 9,6 V / 2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Medima S1** jest jednokanałową, strzykawkową pompą infuzyjną do precyzyjnego dozowania płynów,
- **Obsługiwane strzykawki:**
 - 5 mL - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, KD-JECT III, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
 - 10 mL - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, FRES INJECTOMAT, KD-JECT III, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
 - 20 mL - B. BRAUN OMNIFIX, B. BRAUN PERFUSOR, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, KD-JECT III, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, POLFA LUBLIN, TERUMO,
 - 30 mL - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
 - 50 mL - B. BRAUN OMNIFIX, B. BRAUN PERFUSOR, BD PERFUSION, BD PLASTIPAK, CODAN, DIPRIVAN, ERG KŁOBUCK, FRES INJECTOMAT, JANPOL, JIANGSU, KD-JECT III, MARGOMED, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, POLFA LUBLIN, SHANCHUAN, TERUMO,
- **Typy infuzji:**
 - Ciągła,
 - Z przerwą,
 - Profil,
- Automatyczne rozpoznawanie strzykawki,
- Intuicyjna obsługa,
- Alarmy wizualne i akustyczne,
- Posiada podświetlany, czytelny wyświetlacz graficzny **posiadający uszkodzenie w postaci martwego piksela**,
- Menu w języku: polskim,
- Foliowana klawiatura,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Wyposażony w uchwyt do montażu na statywie,
- **Funkcje dodatkowe:**
 - Automatyczne chwytanie strzykawki,
 - Szeroki wybór jednostek,
 - Alarm z regulacją głośności i rodzaju sygnału dźwiękowego,
 - Tryb nocny; zmniejszona jasność wyświetlacza; programowana głośność dźwięku, programowana godzina początku i końca,
 - Proste podłączanie i odłączanie od stacji dokującej (bez przerywania infuzji),
- **Specyfikacja:**
 - Szybkość infuzji: 0,1 - 2000 mL / h,
 - Objętość infuzji: 0,1 - 10000 mL,
 - Czas infuzji: 1 s - 99 h,
 - Dawka bolusa: 0,1 - 50 mL / h,
 - Wlew bolusa: 2-2000 mL / h,
 - KVO: 0 - 5 mL / h,
- Wymiary: 36,5 x 23 x 12 cm,
- Waga: 2 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

