



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) FRESENIUS PILOTE C IEC (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 6 V / 1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 23 VA,
- **Pilote C IEC** jest strzykawkową, jednokanałową pompą infuzyjną przeznaczoną do precyzyjnego dozowania płynów,
- **Obsługiwane strzykawki:**
 - 20 mL: BD PLASTIPAK, BRAUN OMNIFIX, BRAUN PERFUSOR, MONOJECT, TERUMO,
 - 50 mL: BD PLASTIPAK, BD PERFUSION, BRAUN OMNIFIX, BRAUN PERFUSOR, MONOJECT, TERUMO,
- Czytelny, cyfrowy wyświetlacz,
- Alarmy akustyczne i wizualne, m.in. alarm ciśnienia okluzji, limitu objętości, KVO,
- Wyposażona w czytnik wielkości strzykawki,
- System antybolusowy,
- Posiada wygodny uchwyt do przenoszenia oraz port RS - 232,
- Foliowany panel sterowania,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku francuskim,
- **Urządzenie posiada niewielkie ślady użytkowania,**
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość infuzji: 0,1 - 200 mL / h,
 - Bolus: 0,1 - 800 mL / h,
 - Objętość wlewu: 0,1 - 999 mL,
 - KVO: 1 mL / h,
 - Dokładność szybkości infuzji: $\pm 1\%$ na napędzie, $\pm 2\%$ na strzykawce,
 - Pauza: 1 min - 9 h 59 min,
- Wymiary: 32,5 x 19 x 12 cm,
- Waga: 3,5 kg,
- Kat. 04,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

