



Pulsoksymetr MASIMO RADICAL 7 RAINBOW (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 4,8 V / 2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc stacji dokującej: 55 VA,
- **Masimo Radical 7** służy do ciągłego i nieinwazyjnego pomiaru poziomu nasycenia krwi tlenem,
- Wbudowany wyświetlacz **z niewielką rysą nie wpływającą na komfort użytkowania**,
- Urządzenie pozwala na bezprzewodową pracę dzięki wyjmowanemu ekranowi i wbudowanemu akumulatorowi,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Regulacja głośności oraz możliwość wyciszenia alarmów,
- Posiada składane nóżki, uchwyt, kontrolki sygnalizacyjne oraz port RS - 232,
- **Zapewnia pomiar SpO2 oraz tętna:**
 - SpO2: 0 - 100 %,
 - Puls: 25 - 240 bpm,
 - Perfuzja: 0,02 - 20 %,
- Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, SV, NL, DA, PT, IT, ES,
- **W zestawie:**
 - Nowy czujnik klipsowy SPO2,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 28 x 19 x 10 cm,
- Waga: 2 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

