



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Certyfikowany Test/Testy antygenowy BEIER COVID-19 (Short Nose) (1 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- **Beijing Beier** jest diagnostycznym testem kasetkowym z certyfikatem CE do użytku osobistego,
- Przeznaczony do bezpośredniego i jakościowego wykrywania antygenów nukleokapsydu SARS-CoV-2 w wymazie z przedniej części nosa od osób, u których podejrzewa się COVID-19,
- Odczyt wyniku możliwy po 10 - 15 minutach,
- Łatwe i samodzielne pobieranie próbek pozwala zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa podczas wykonywania testu,
- **Specyfikacja:**
 - Czułość: 96,5 %,
 - swoistość: 99,7 %,
- **W zestawie:**
 - Kasetka testowa,
 - Patyczek wymazowy,
 - Probówka ekstrakcyjna z buforem, zatyczką i kroplomierzem,
 - Woreczek strunowy na zużyte akcesoria,
 - Ulotka w językach PL, EN, DE, SL,



