



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Certyfikowany Test/Testy antygenowy BEIER Rapid Test Kit COVID-19 (Saliva) (1 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Self Test - BEIER COVID-19 Ag to test domowy z certyfikatem CE do użytku osobistego,
- Produkt przeznaczony do jakościowego wykrywania obecności antygenów SARS-CoV-2 w próbce śliny,
- **Zalety testu:**
 - Korzystna cena,
 - Prosty w użyciu,
 - Nie wymaga wymazu z gardła ani z nosa,
 - Certyfikat CE1434 - 1 sztuka testu w opakowaniu,
 - Wynik po 15 minutach,
- **W skład opakowania wchodzi:**
 - 1 Kasetka testowa,
 - 1 Sterylny wacik,
 - 1 Probówka z roztworem
 - 1 Wymazówka
 - 1 instrukcja użytkowania,
 - 1 Worek na odpady,

