



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowa MAQUET LUCEA 10 (sufitowa) (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 22 VA,
- **Maquet Lucea 10** jest sufitową lampą zabiegową,
- Dzięki dobremu odwzorowaniu barw dedykowana jest w szczególności dermatologii,
- Zastosowanie diod LED sprawia, że światło nie wydzielą ciepła, co pomaga odróżnić żyły zdrowe od żylakowatych,
- Możliwość ustawienia czaszy w dowolnej pozycji dzięki regulacji w wielu płaszczyznach,
- Posiada dwuczłonowe ramię o łącznej długości 80 cm,
- Czasza wyposażona w 10 diod LED wytwarzających maksymalne natężenie światła na poziomie 50,000 lx,
- **Czasza lampy nosi niewielkie ślady użytkowania,**
- **Specyfikacja:**
 - Temperatura barwowa: ok. 4500 K,
 - Wskaźnik odwzorowania barw: 95 Ra,
 - Pole świetlne: Ø 13 cm,
- **W zestawie:**
 - Kolumna do podwieszenia lampy,
 - Maskownica,
 - Zestaw montażowy,
- Wymiary:
 - Czaszy: 22 x 17 cm,
 - Ogólne: 72 x 26 x 15 cm,
- Waga: 3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**



