



Video-procesor obrazu i źródło światła OLYMPUS OTV-SI (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Olympus OTV-SI** to urządzenie integrujące procesor obrazu oraz źródło światła, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń gabinetową,
- Intuicyjna obsługa,
- Oświetlenie główne i awaryjne: 2 żarówki halogenowe 15 V / 150 W,
- Przystosowane do endoskopów giętkich i sztywnych,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - Tryby pracy: manualny i automatyczny,
 - Wzmocnienie konturów ułatwiające obserwację tkanek,
 - Balans bieli,
 - Stopniowa regulacja natężenia światła,
- **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
 - 2 x Y/C,
 - VIDEO OUT,
 - SYSTEM,
 - H. COPY,
 - VTR REMOTE,
 - Gniazdo do podłączenia klawiatury,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **Urządzenie posiada niewielkie ślady użytkowania w postaci rys na pokrywie,**
- **W zestawie:**
 - Klawiatura OLYMPUS Model MAJ-1124,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 43 x 30 x 17 cm,
- Waga zestawu: 13 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

