



Orteza stopowo-goleniowa wysoka AIRCAST (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji meksykańskiej,
- **Orteza stopowo-goleniowa Aircast** to doskonała alternatywa unieruchomienia gipsowego,
- Czterokomorowy system powietrzny zapewniający masujący ucisk w celu szybszego zmniejszenia obrzęku,
- Pasuje na prawą i lewą nogę u większości dorosłych pacjentów,
- Okładzina piankowa i komory powietrzne zapewniają wygodne chodzenie i skuteczną redukcję obrzęku,
- Wbudowana pompka do dopasowania ucisku komór powietrznych,
- Trwała, półsztywna konstrukcja buta zapewnia optymalną stabilizację
- Technologia SoftStrike (wypełniona powietrzem podeszwa) amortyzuje i rozprasza wstrząsy podczas chodzenia,
- Gumowa, lekka kołyskowa podeszwa zapobiega poślizgnięciu oraz wymusza naturalny chód,
- **Rozmiar S: 35,5 - 39,5 cm,**
- Wymiary: 27 x 13 x 40 cm,
- Waga: 1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

