



Podgrzewacz płynów infuzyjnych BARKEY TCS BLUTWARMER (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Barkey TCS** służy do podgrzewania krwi do dializy,
- Elektryczny element grzejny prawie całkowicie otacza linię infuzyjną, dzięki czemu płyn jest równomiernie ogrzewany, a element łatwy do nałożenia,
- Dren posiada szczelinę dostosowaną do zestawów infuzyjnych o średnicy do 6 mm,
- Długość drenu grzewczego: 145 cm,
- Urządzenie podgrzewa krew do ok. 37° C,
- Wyposażony w kość do montażu urządzenia,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: EN, DE,
- Wbudowany wyświetlacz aktualnej temperatury w drenie,
- **W zestawie:**
 - Dren grzejny - 2 szt,
 - Uchwyt drenów z kością do montażu,
- Wymiary ogólne: 17 x 16 x 25 cm,
- Waga zestawu: 3,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

