



Torba do defibrylatora LIFEPAK 12 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji U.S.A.,
- **Torba do defibrylatora Lifepak 12** zapewnia miejsce do przechowywania akcesoriów,
- Mocowana za pomocą nap do tylnej ścianki defibrylatora,
- Wymiary: 30 x 20 x 4 cm,
- Waga: 0,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

