



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Składane łóżko dla rodziców EGERTON HILO (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- **Egerton Hilo** jest oszczędzającym miejsce, składanym łóżkiem dla rodziców,
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim ze śladami użytkowania w postaci wgłębień (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- W dzień wygodny fotel z poręczami, w nocy jednoosobowe miejsce do spania z poduszką i zabezpieczeniem przed wypadnięciem,
- Umożliwia opiekunom całodobowe przebywanie przy dziecku,
- Szybkie i nieskomplikowane rozkładanie i składanie jednym ruchem,
- **Poręcz fotela nosi ślady użytkowania w postaci niewielkiego ubytku w ogumieniu**,
- Długość po rozłożeniu: 191 cm,
- Wymiary: 79 x 63 x 94 cm,
- Maksymalny udźwig: 120 kg,
- Waga: 25 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

