



Kolposkop LEISEGANG 4 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- **Leisegang 4** jest mocowanym do fotela kolposkopem do badań ginekologicznych,
- Osadzony na 2 - częściowym ramieniu pantograficznym o łącznej długości ok. 65 cm,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 6 V / 10 W,
- **Płynna manualna regulacja:**
 - Wysokości głowicy kolposkopu na sztycy w zakresie 16 cm,
 - Rozstawu źrenic i korekty okularu,
- Wymiary: 77 x 11 x 107/123 cm,
- Waga: 12 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

