



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pas mocujący brzuszny SCHMITZ (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- **Pas brzuszny** służy do unieruchamiania ciała pacjenta na stole operacyjnym,
- Składa się z dwóch pasów wyposażonych w rzepy oraz zaczepy do montażu na szynie,
- Bezstopniowa regulacja długości w zakresie 81 - 115 cm,
- Pasy wykonane z poliestru oraz poliamidu z możliwością prania w 95° C,
- Wymiary:
 - Szerokość pasa: 12,5 cm,
 - Ogólne: 125 x 15 x 2 cm,
- Waga: 1,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

