



Cieplarka laboratoryjna MEMMERT TV15U (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1500 W,
- **Memmert TV15U** to pojemna i łatwa w obsłudze cieplarka laboratoryjna,
- **Wyposażona w:**
 - Kontrolki informujące o uruchomieniu urządzenia oraz pracy grzałki,
 - Pokrętło do regulacji temperatury w zakresie: 50° - 220° C,
 - Wbudowany termometr o zakresie 0° - 250° C,
 - Dwie perforowane tacki z możliwością regulacji wysokości ich położenia,
- Wymiary:
 - Komora: 25 x 47,5 x 26 cm,
 - Tacka: 22,5 x 47 cm,
 - Ogólne: 43,5 x 59,5 x 56 cm,
- Waga: 22 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

