



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podwójna podstawa stołowa DMS-01D (Produkt nowy)

- Nowa,
- Inteligentne zarządzanie kablami,
- Intuicyjna instalacja,
- Wyszukane materiały zapewniające trwałość produktu,
- Kompatybilny ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm),
- Konstrukcja z regulacją wysokości,
- Obrót w lewo i prawo od -20° do 20° na każdym wspornik monitora,
- 40° nachylenia na każdym wspornik monitora,
- Píwot o 360 ° na każdym wspornik monitora,
- Nośność: 12 kg na każdym wspornik monitora,
- Dane techniczne:
 - Uchwyt:
 - Wyświetlacz: Monitory 15" - 24",
 - Wzór montażu: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm,
 - Obciążenie:
 - Udźwig: 12,0 kg (26,5 funta) na ramię,
 - Regulacja :
 - Obrót (prawo/lewo): 20° / 20° na ramię,
 - Pivot (prawo/lewo): 360°,
 - Przechył: -20° do +20° na zawias,
 - Budowa:
 - Materiał: Stal, stop aluminium, plastik czarny i srebrny,
 - Kolor: Czarny i srebrny,
 - Wykończenie powierzchni: Malowanie proszkowe,
 - Waga:
 - Waga netto: 3.1 kg (6.8 lb)
 - Waga brutto (1 zestaw): 3.6 kg (8.0 lb),

