



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podwójna podstawa do monitora DMC-02D (Produkt nowy)

- Nowa,
- Inteligentne zarządzanie kablami i podstawa zaciskowa o minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce,
- Intuicyjna instalacja,
- Wyszukane materiały zapewniające trwałość produktu,
- Kompatybilny ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm),
- Konstrukcja z regulacją wysokości,
- Obrót w lewo i prawo od -20° do 20° na wspornik monitora,
- 40° nachylenia na każdym wspornik monitora,
- Płot o 360 ° na każdym wspornik monitora,
- Nośność: 12 kg na każdym wspornik monitora,
- Dane techniczne:
 - Uchwyt:
 - Wyświetlacz: Monitory 15" - 24",
 - Wzór montażu: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm,
 - Obciążenie:
 - Udźwig: 12.0 kg (26.5 lb) Per Hinge,
 - Regulacja :
 - Obrót (prawo/lewo): 20° / 20° na ramię,
 - Pivot (prawo/lewo): 360°,
 - Przechyl: -20° do +20° na ramię,
 - Budowa:
 - Materiał: Stal, stop aluminium, plastik,
 - Kolor: Czarny i srebrny,
 - Wykończenie powierzchni: Malowanie proszkowe,
 - Waga:
 - Waga netto: 3.8 kg (8.3 lb),
 - Waga brutto (1 zestaw): 4.0 kg (8.9 lb),

