



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podstawa stołowa do monitora DMC-01 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Opływowa i trwała konstrukcja
- Łatwa zmiana pozycji monitora w celu spełnienia ergonomicznych potrzeb użytkownika
- Kompatybilny ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- Obrót w lewo i w prawo o 180°
- Szeroki zakres nachylenia
- Regulacja wysokości do 31,5 cm
- Piwot o 360°
- Ramię uchylnie 360° umożliwia oglądanie pod większymi kątami i manewrowanie monitorem do 62 cm
- Inteligentne zarządzanie kablami i podstawa zaciskowa o minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
- Nośność: do 10 kg,
- Dane techniczne:
 - Uchwyt:
 - Wzór montażu: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm,
 - Regulacja :
 - Obrót (pravo/lewo): 90° / 90°,
 - Pivot (pravo/lewo): 360°,
 - Budowa:
 - Materiał: Stal, stop aluminium, plastik,
 - Kolor: Czarny i srebrny,
 - Wykończenie powierzchni: Malowanie proszkowe,

