



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw do prób wysiłkowych SCHILLER CARDIOVIT CS-200 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji szwajcarskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Wysokiej jakości ergospirometr SCHILLER CARDIOVIT CS-200 Ergo-Spiro to wydajny, niezawodny, łatwy w obsłudze, ekonomiczny w eksploatacji i utrzymujący wysoką precyzję pomiarów przez długie lata system do prób wysiłkowych,
- Bardzo istotny element ergospirometru, jakim jest głowica pomiarowa, to również patent, którego najważniejsze cechy to:
 - Prosta budowa, bez złożonych układów z elementami ruchomymi,
 - Zwarta konstrukcja, szybka do demontażu, zdezynfekowania i ponownego montażu,
 - Odporność na uszkodzenia mechaniczne,

W skład zestawu wchodzi:

- **System wysiłkowy CARDIOVIT CS-200 z dwoma 19-calowymi monitorami LCD.** System umożliwia integrację kompletu modułów i aplikacji diagnostycznych:

- 12-kanalowe spoczynkowe EKG,
- Zatwierdzony klinicznie, udokumentowany i znany na całym świecie program interpretacji EKG SCHILLER dla dorosłych i dzieci,
- Wektorkardiografia,
- Pomiar impulsów kardiostymulatora,
- Dyspersja QT,
- Późne potencjały komorowe (SAECG),
- 12-kanalowe wysiłkowe EKG z pełnym rozwinięciem, monitorowaniem ST i rytmu,
- Długoczasowy rytm spoczynkowy,
- Ambulatoryjny 24-godzinny pomiar ciśnienia krwi,
- 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera,
- Spirometria,
- Ergospirometria,
- System zarządzania danymi,
- Połączenie z systemami sieciowymi,

- **Moduł ergospirometrii do CS-200 - analizator gazowy PowerCube:**

- PowerCube-Ergo to narzędzie spełniające wysokie wymagania diagnostyki sercowo-płucnej. Pneumotachograf ze zmiennym otworem jest lekki i całkowicie

niewrażliwy na wilgoć. Szybkie, bardzo stabilne analizatory gazu umożliwiają rzeczywiste pomiary oddechu. Interfejs użytkownika można dowolnie konfigurować do pomiaru i interpretacji,

- Standardowy system z spirometrią, przepływem, MVV oraz oprogramowaniem „ErgoCheck” do sprawdzania poprawności wyników,
- Inne opcje to np. oprogramowanie do oceny LFSport, SpO2, rezystancja oscylacyjna, system ergometrii itp.,
- Jednoczesne wyświetlanie 9-panelowego schematu według Wassermana - także na ekranie podczas pomiaru,
- Automatyczne określanie progu beztlenowego za pomocą ustawionej metody (V-Slope, nadmiar CO2, EQO2 minimum, RQ = 1) lub ręcznie na schematach,

- **Bieżnia Axelero:**

- Płynna, cicha i bezawaryjna praca,
- Dopuszczalna waga pacjenta: 200 kg,
- Sterowanie automatyczne lub ręczne,
- Przycisk awaryjnego zatrzymania,
- Stalowa rama bieżni,
- Stabilne poręcze boczne,
- Powierzchnia robocza pasa: 140 cm x 52 cm,
- Wymagana powierzchnia podłogi: 83,8 cm x 200 cm,
- Płynna zmiana prędkości i nachylenia pasa,
- Zakres prędkości: 0,8 ÷ 25 km/h ze skokiem 0,1 km/h,
- Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu,
- Zakres nachylenia: 0 ÷ 25% ze skokiem 0,5%,
- Wbudowane gniazdo komunikacyjne: RS-232,
- Wymiary: 217 cm x 73 cm x 135 cm,

- **Ergometr ERG 911 BP:**

- Duży ekran graficzny LCD (10 x 7,5 cm),
- Automatyczna regulacja komputerowa przez izolowane galwanicznie złącze RS-232,
- Bezpieczna i stabilna konstrukcja stalowo-aluminiowa dla pacjentów ważących do 160 kg,

- **Aparat EKG Cardiovit MS-2010:**

- Zaprojektowany z myślą o szybkiej i wydajnej pracy, kolorowy ekran dotykowy 10,4 cala o wysokiej rozdzielczości umożliwia natychmiastowe rejestrowanie, wybieranie i wydruk najwyższej jakości EKG. Idealny dla ośrodków, gdzie wykonuje się wiele badań EKG, a szybkość i jakość mają kluczowe znaczenie,
- Niska masa, intuicyjny interfejs użytkownika, prosty w obsłudze dzięki klawiaturze na ekranie dotykowym,
- Oprogramowanie pomiarowe EKG oferuje dokładne pomiary zarejestrowanych sygnałów serca,
- Pomiary czynnościowe płuc,
- Konfiguracja procedury jednym dotknięciem,
- C.C.A.A. (algorytm tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej),

- **Rejestrator EKG Medilog FD12 Plus:**

- Medilog FD12plus to najbardziej zaawansowany, długoterminowy rejestrator EKG z serii Medilog plus, przeznaczony do rejestrowania 3 lub 12-odprowadzeniowego EKG. Po wybraniu konfiguracji AF/AFL, można rejestrować 3 odprowadzenia EKG przez 7 dni bez konieczności wymiany akumulatora,
- Technologia PureECG,
- Analiza HRV,
- Wykrywanie Fire of Life,
- Wykrywanie bezdechu,
- Analiza ST-/QT-/stymulatora,
- Wykrywanie QRS w czasie rzeczywistym,
- Wykrywanie fali P i analiza przedsionkowa w czasie rzeczywistym,
- Analiza ruchu,
- Bezprzewodowy interfejs Bluetooth,

- **Rejestrator ciśnienia BR-102 Plus:**

- Wyróżniają go małe wymiary i niska masa. Dzięki zastosowaniu specjalnej techniki, mankiet jest nadmuchiwany tylko stosownie do potrzeb,
- Pomiary są wykonywane za pomocą metod osłuchowej i oscylometrycznej, przy czym ta druga jest używana jako zapasowa, aby zapewnić dokładne wyniki każdego pomiaru,
- Metoda tylko oscylometryczna - umożliwia rzetelny pomiar ciśnienia krwi bez mikrofonu,

- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

- Gwarancja:

- 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
- 3 miesiące na rynek międzynarodowy,

- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

