



Diatermia mikrofalowa BOSCH RADARMED Typ 12 S 250 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 5,5 A,
- Panel sterowania w języku angielskim,
- Czasowy wyłącznik pracy w przedziale: 0-30 minut,
- Płynna regulacja DOSIS w przedziale: 0-250 (0-25),
- $F=2450 \pm 50$ MHz,
- Aplikator (elektroda) o wymiarach: 54 x 23 cm, osadzony na ruchomym ramieniu,
- Wysokość masztu (razem z elektrodą): 166 cm,
- Mobilna na czterech gumowych kółkach, w tym dwa z hamulcami,
- Wymiary ogólne: 66 x 80 x 148 cm,
- Waga: 70,5 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

