



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek PRAISTECH pod aparat EKG (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- **Wózek PRAISTECH** umożliwia szybkie przemieszczanie aparatu EKG, cechuje się dużą wytrzymałością oraz stabilnością,
- Posiada górny blat oraz dolny koszyk który jest wyjmowany oraz wygodny uchwyt do przemieszczania,
- Wysokość górnego blatu: 85cm, dolnego koszyka: 50cm,
- Mobilny na czterech kołach o średnicy 12 cm, przednie skrętne oraz dwa tylne z blokadą,
- Wymiary:
 - Ogólne: 80 x 46 x 95 cm,
 - Górny blat o wymiarach: 44 x 41 cm,
 - Dolny koszyk o wymiarach: 31 x 40 x 14 cm,
- Waga: 25 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

