



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator/Wentylator MAQUET SERVO-I (Kat. 04) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: możliwość podłączenia od 2-6 modułów akumulatorowych 12V, 5 A, 3,5 Ah każdy, **dwa nowe akumulatory w zestawie**,
- Czas zasilania rezerwowego: przynajmniej 3 h (z 6 bateriami),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 140 W,
- **Respirator Servo-i** przeznaczony jest do wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową, bez ograniczeń wiekowych – od noworodków, dzieci po dorosłych. Radzi sobie z najostrzejszymi fazami niewydolności oddechowej przez rekonwalescencję aż do odłączenia respiratora.
- Dzięki wydajnej wentylacji, możliwościom monitorowania oraz różnym opcjom i narzędziom terapeutycznym platforma zapewnia doskonałą i bardzo delikatną wentylację,
- **Parametry techniczne:**
 - Kolorowy monitor TFT o przekątnej 12,1 cala służy do obsługi funkcji oddechowych oraz prezentacji krzywych bądź pętli objętości, ciśnienia, przepływu i parametrów wentylacji wraz z trendami,
 - Menu urządzenia w języku polskim,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku polskim,
 - **Wentylacja inwazyjna:**
 - Objętość wdechowa:
 - Dorosły: 100 - 4000 ml,
 - Niemowlę: 2 - 350 ml,
 - Przepływ wdechowy: ≤200 l/min,
 - PEEP 0 - 50 cm H₂O,
 - Ciśnienie ponad PEEP:
 - Dorosły 0 - (120-PEEP) cm H₂O,
 - Niemowlę 0 - (80-PEEP) cm H₂O,
 - **Wentylacja nieinwazyjna:**
 - PEEP 2 - 20 cm H₂O,
 - Ciśnienie ponad PEEP 0 - (62-PEEP) cm H₂O,
 - Kompensacja przecieku:
 - Dorosły:
 - Wdech, do 200 l/min,
 - Wydech, do 65 l/min,
 - Niemowlę:
 - Wdech, do 33 l/min,
 - Wydech, do 25 l/min,
 - Maski nosowa CPAP, do 20 l/min,
 - Parametry wentylacji podlegają ciągłemu monitorowaniu i rejestrowaniu w pamięci. Zapamiętywane są również sytuacje alarmowe, a granice alarmów są ustawione automatycznie dla grupy wiekowej z pełną możliwością regulacji,
 - **Wyposażony w:**
 - Wbudowany nebulizator - moduł Aerogen,
 - Błat roboczy o wymiarach: 18,5 x 28 cm,
 - Wygodne uchwyty do przewożenia,
 - Wysuwaną półkę o wymiarach: 18 x 24 cm,
 - Gniazdo RS232,
- **Respirator umieszczony na oryginalnym mobilnym wózku:**
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Dwie szufladki do przechowywania o wymiarach: 27 x 17,5 x 8,5 cm,
 - Regulowany w szerokim zakresie uchwyt na okablowanie,
 - Cztery duże koła, w tym dwa z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy układ oddechowy pacjenta,
 - Węże zasilające w tlen (O₂) i powietrze (AIR) z końcówkami do wyboru na życzenie klienta (DIN lub AGA),
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Respiratora: 20,5 x 37 x 41,5 cm,
 - Ogólne: 64 x 56 x 135 cm,
- Waga wraz z wózkiem: 53 kg,
- Kat. 04,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

