



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Procesor kamery OLYMPUS OTV-F3 z głową kamery (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 220 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 VA,
- Typ TV: PAL,
- Regulacja balansu bieli,
- **Głowa kamery OLYMPUS OTV-S3:**
 - Przystosowana do optyk sztywnych oraz do endoskopów giętkich małych,
 - Funkcja ZOOM, Iris, VTR,
 - Posiada przysłonę,
- **Wyjścia:**
 - Video Out (BNC)
 - S-Video
 - I.Memory Remote
 - H.Copy Remote
 - Aux Remote
 - SDF
 - VTR Remote
- **W zestawie:**
 - Głowica kamery OLYMUPS OTV-F3,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 33 x 30 x 8,5 cm,
- Waga: 4,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



