



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cieplarka laboratoryjna MEMMERT TV30U (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1500W,
- **Memmert TV30U** to pojemna i łatwa w obsłudze cieplarka laboratoryjna,
- Wbudowany termometr o zakresie 0 - 350° C,
- Płynna regulacja temperatury za pomocą pokrętki w zakresie: 30 - 300° C,
- Posiada półki z możliwością regulacji wysokości ich położenia,
- Wyposażona w dwie kontrolki informujące o uruchomieniu urządzenia oraz pracy grzałki,
- Regulowany wlot świeżego powietrza,
- **W zestawie:** 2 półki o wymiarach 39,5 x 31 cm,
- Wymiary:
 - Ogólne: 51,5 x 50 x 68 cm,
 - Komory: 37,5 x 37,5 x 33 cm,
- Waga: 25 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

