



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wanna do masażu podwodnego T-UWM/W3W6 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 400 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1,8 kW,
- **Wanna T-UWM** służy do wykonywania zabiegów masażu podwodnego,
- Umożliwia rehabilitację i łagodzenie dolegliwości bólowych przez hydromasaż wykonywany z użyciem dysz wodnych i efektywny masaż podwodny, dzięki wykorzystaniu węża zabiegowego z możliwością płynnej regulacji ciśnienia wody w zakresie 0-5,5 bara,
- Do masażu można przystąpić dopiero po upływie 5 minut od zanurzenia pacjenta. Jest to czas potrzebny na pełne odprężenie i rozluźnienie mięśni chorego,
- Wannaosadzona jest na czterech, nóżkach o regulowanej wysokości wykończonych gumowymi ochronnymi nasadkami,
- Do stosowania w centrach zdrowia, szpitalach, centrach rehabilitacyjnych i gabinetach masażu,
- Wanna musi być podłączona do sieci bieżącej wody,
- **Cechy charakterystyczne:**
 - Bicz do masażu podwodnego ze wskaźnikiem ciśnienia wody,
 - Siła hydromasażu może być regulowana z użyciem pokrętła napowietrzającego lub przez zawór dysz,
 - Zasilanie wodą z sieci wodociągowej – woda ciepła i zimna,
 - Ergonomiczny kształt niecki pozwalający na komfortowe ułożenie pacjenta,
 - **Wyposażona w :**
 - Poręcz umożliwiające zachowanie pozycji pacjenta podczas zabiegu, dodatkowe dwa uchwyty,
 - 6 x dysze boczne (3 dysze na 1 stronę),
 - 3 x dysze na kręgosłup,
 - Pałąk do stabilizacji pacjenta, podparcia nóg, pomocny przy wstawianiu,
 - Wbudowany manometr,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Pojemność użytkowa wanny: 350 litrów,
 - Odpływ ściekowy o średnicy 100 mm, zakończony redukcją 100/50 (równy z posadzką),
 - Maksymalna wysokość zaworów zamykających: 100 mm,
- **W zestawie:**
 - Waż zabiegowy,
 - Pas przytrzymujący pacjenta,
- Wymiary:
 - Ogólne: 96 x 230 x 90 cm,
 - Wysokość od podłogi do dna wanny: 27 cm,
- Waga: ok. 120 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

