



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret lekarski KOVONAX (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji czeskiej,
- **Taboret Kovonax** przeznaczony do gabinetów lekarskich, szpitali, laboratoriów oraz prywatnych placówek medycznych,
- **Tapicerka z atestem medycznym** w kolorze brzoskwiowym, (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- Higieniczne, łatwe w utrzymaniu w czystości,
- Pod siedziskiem uchwyt do regulacji wysokości siedziska w zakresie: 46 - 66 cm,
- Mobilny, na pięcioramiennej chromowanej podstawie, na podwójnych kółkach,
- **Wymiary:**
 - Siedziska: Ø 40 x 4 cm,
 - Podstawy: Ø 62 cm,
- Waga: 6,5 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

