



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel do medycyny estetycznej Biomak FE602 BIS (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Moc: 100W
- **Fotel do medycyny estetycznej BIOMAK FE 602 BIS** zapewnia komfort podczas zabiegu nie tylko pacjentom ale i osobom wykonującym zabieg. Wyposażony w silniki elektryczne umożliwia szybką i wygodną regulację fotela,
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze łososiowym (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- **Specyfikacja:**
 - 6 poduszek profilowanych,
 - 5 siłowników,
 - Sterowanie elektroniczne za pomocą pilota,
 - Możliwość rozłożenia na płasko,
 - Płynna regulacja wysokości w zakresie: 58 – 77 cm,
 - Kąt przechyłu:
 - Oparcia: 80°,
 - Siedziska: 20°,
 - Nóg: 85°,
 - Możliwość podniesienia pleców do pozycji pionowej,
 - Opuszczane oparcie pod nogi,
 - Przechył całego fotela,
 - Uchwyt przytrzymujący pilot,
 - Możliwość demontażu podłokietników,
 - Podstawa na 4 nóżkach,
- **W zestawie:**
 - Pilot,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 160 x 85 x 120 cm,
 - Długość fotela rozłożonego na płasko: 185 – 200 cm,
- Waga: 55kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

