



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa wolnostojąca do fototerapii UNIMED LF-01B (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 W,
- Źródło światła: świetlówka TL20W/52 Philips (światło niebieskie) max widma uzyskiwane przy 450 nm,
- Lampa do fototerapii LF-01 to lampa bilirubinowa przeznaczona do leczenia żółtaczki fizjologicznej u noworodków. Wykorzystuje się metodę naświetlania światłem niebieskim o długości fali 400 - 440 nm,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania na oddziałach położniczo-noworodkowych,
- Czasza wyposażona w uchwyty oraz pokrętła do regulacji,
- **Konstrukcja lampy umożliwia regulację:**
 - Wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: 129 - 169 cm,
 - Kąta nachylenia panelu oświetleniowego,
- Wymiary:
 - Czaszy: 67,5 x 37,5 x 9,5 cm
 - Ogólne: 75 x 82 x 149 cm,
- Waga: 28 kg,
- Kat 01,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

