



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa wolnostojąca do fototerapii UNIMED LF-01B (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana,
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 W,
- Źródło światła: świetlówka TL20W/52 Philips (światło niebieskie) max widma uzyskiwane przy 450 nm,
- Lampa do fototerapii LF-01 to lampa bilirubinowa przeznaczona do leczenia żółtaczki fizjologicznej u noworodków. Wykorzystuje się metodę naświetlania światłem niebieskim o długości fali 400 - 440 nm,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania na oddziałach położniczo-noworodkowych,
- **Lampa posiada drobne ryski na przodzie-plexi, widoczne na zdjęciu,**
- Czasza wyposażona w uchwyty oraz pokrętła do regulacji,
- **Konstrukcja lampy umożliwia regulację:**
  - Wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: 129 - 169 cm,
  - Kąta nachylenia panelu oświetleniowego,
- **Wymiary:**
  - Czaszy: 67,5 x 37,5 x 9,5 cm
  - Ogólne: 75 x 82 x 149 cm,
- Waga: 28 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

