



Łóżko szpitalne STOLTER (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- **Łóżko szpitalne STOLTER** przeznaczone do pielęgnacji i leczenia chorych w szpitalach, klinikach, ośrodkach pomocy,
- **Specyfikacja:**
 - Leże czterosegmentowe ,
 - Segmenty leża wypełnione metalową siatką,
 - Płynna manualna regulacja za pomocą sprężyn gazowych:
 - kąta oparcia pleców: 0 - 75°,
 - segmentu ud: 0 - 45,°
 - Sekcja podudzia sterowana za pomocą mechanizmu zapadkowego,
 - Wyjmowane szczyty z wypełnieniami z tworzywa,
 - Elastyczne krążki odbojowe,
 - Wyposażone w tuleje do mocowania wążnika lub wieszaka kroplówki,
 - Koła jezdne z hamulcem,
 - **Brak materaca w zestawie,**
- Wymiary:
 - Ogólne: 210 x 90 x 98 cm,
 - Leża: 200 x 90 cm,
 - Wysokość leża: 55 cm,
- Waga: 110 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

